

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Homme Fatp1 () Pour Cytométrie En Flux - Q6Pcb7

Numéro d'article: CM0004338

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la protéine de transport des acides gras à longue chaîne 1 humaine (FATP1/SLC27A1), adapté à la cytométrie en flux intracellulaire (CF). Permet la recherche sur l'importation d'acides gras, le métabolisme lipidique et les voies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Homme FATP1 mAb
Remarques / Alias	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	376497
GeneID	376497
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510-646 de FATP1 humain (NP_940982.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6PCB7
Poids de la protéine	52kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace