


Anticorps Monoclonaux Anti-Human FcεR1A () Pour Fc - P12319

Numéro d'article: CM0005632



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Human FcεR1α, conjugué à I', validé pour la détection par cytométrie en flux du récepteur IgE de haute affinité (FcεR1α) sur les éosinophiles, les mastocytes et les basophiles dans la recherche sur l'allergie et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human FcεR1α mAb
Remarques/Alias	FCE1A, FcERI, FCERIA
Espèce	Human
GeneID (Human)	2205
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-205 du FcεR1α humain (NP_001992.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Human
SWISS	P12319
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace