


Anticorps Monoclonal Anti-FcεR1A Humain Pour Fc - P12319

Numéro d'article: CM0004254



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'alpha sous-unité du récepteur haute affinité pour IgE (FcεR1α, FCER1A), conjugué à l', destiné à la détection par cytométrie en flux (FC) dans des échantillons humains. Immunogène recombinant couvrant les acides aminés 26 à 205.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	mAb anti-FcεR1α humain de lapin
Remarques / Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	2205
GeneID	2205
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12319
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace