

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fscn2 Humain (Fascin-2) Pour Wb Et Elisa - O14926

Numéro d'article: CM0022040

Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin ciblant la FSCN2 humaine (Fascin-2), adapté à la WB et à l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le regroupement de l'actine, la morphogenèse des disques des photorécepteurs et la dégénérescence rétinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FSCN2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RFSN ; RP30 ; FSCN2
Espèce	Homme
GenelD (humain)	25794
GenelD	25794
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 310 de la FSCN2 humaine (NP_036550.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	O14926
Poids moléculaire	55 kDa
Expédition	Glacière avec pain de glace