


Anticorps Monoclonal Anti-Galectine-3 Humaine Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P17931

Numéro d'article: CM0009263



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la galectine-3 humaine pour la cytométrie en flux intracellulaire. La galectine-3 est une lectine spécifique du galactose impliquée dans l'inflammation, l'épissage et l'autophagie, ce qui en fait une cible diagnostique clé.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-galectine 3 humaine
Remarques/Synonymes	L31 ; GAL3 ; MAC2 ; CBP35 ; GALBP ; GALIG ; LGALS2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3958
GeneID	3958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de la galectine 3 humaine (NP_002297.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P17931
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace