

Anticorps Monoclonal Abflo 647 Anti-Human Gp6/Gpvi Pour Cytométrie En Flux - Q9Hcn6

Numéro d'article: CM0011782



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ABflo 647 ciblant la glycoprotéine VI plaquettaire humaine (GP6/GPVI) pour la cytométrie en flux. Impliqué dans l'activation plaquettaire induite par le collagène et la formation de thrombus. Validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human GP6/GPVI mAb
Remarques/Alias	GPVI; GPVI; BDPLT11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51206
GeneID	51206
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-267 de GP6/GPVI humain (NP_057447.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9HCN6
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace