

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Gp6/Gpvi Pour La Cytométrie En Flux - Q9Hcn6

Numéro d'article: CM0008945



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le GP6/GPVI humain, un récepteur collagénique plaquettaire clé. Validé pour la cytométrie en flux, il réagit spécifiquement avec le GPVI humain. Adapté aux études de thrombose, d'hémostase et d'activation plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-humain GP6/GPVI
Remarques/Alias	GPVI ; GPVI ; BDPLT11
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	51206
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HCN6
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace