


Anticorps Monoclonal Anti-Human Gprc5D Pour Cytométrie En Flux - Q9Nzd1

Numéro d'article: CM0007724



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'anticorps ciblant le GPRC5D humain, validé pour la cytométrie en flux. Détecte un RGPC impliqué dans le développement des cheveux et des ongles. Idéal pour l'immunodétection dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human GPRC5D mAb
Remarques/Alias	GPRC5D
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	55507
ID de Gène	55507
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du GPRC5D humain (NP_061124.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NZD1
Poids Protéique	34kDa/36kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace