


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hbg1/2 Humain Pour Wb, If-P Et Elisa - P69891 / P69892

Numéro d'article: CM0002509



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la HBG1/2 humaine (chaînes de globine gamma-1 et gamma-2). Adapté pour le WB, l'IF-P et l'ELISA. Idéal pour les études sur l'hémoglobine fœtale, la recherche sur les hémoglobinopathies et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HBG1/2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HBG-T2 ; HBGA ; HBGR ; HSGGL1 ; PRO2979 ; HBG1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3047/3048
GenelD	3047/3048
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 68 et 147 de la HBG1 humaine (P69891).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P69891/P69892
Poids moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace