

Anticorps Polyclonal Anti-Iars Humain (Isoleucyl-Trna Synthetase) Pour Wb, Elisa - P41252

Numéro d'article: CM0015692

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'isoleucyl-ARNt synthétase cytoplasmique humaine (IARS/IRS). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; détecte une protéine de 144 kDa. Convient aux études sur la biosynthèse des protéines et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IARS Rabbit pAb
Remarques/Alias	IRS ; IARS ; ILRS ; ILERS ; GRIDHH ; PRO0785
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3376
ID du gène	3376
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1158-1262 de l'IARS humaine (NP_002152.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P41252
Poids moléculaire de la protéine	144 kDa
Expédition	Sac de glace