


Anticorps Monoclonal Anti-Human Icam-1/Cd54 Pour Cytométrie En Flux - P05362

Numéro d'article: CM0005296



Introduction

Anticorps monoclonal conjugué de lapin anti-humain ICAM-1/CD54 optimisé pour la cytométrie en flux (FC). Détecte l'ICAM-1 humaine (57kDa, SWISS P05362). Idéal pour les études sur l'adhérence des leucocytes, l'entrée virale et le trafic des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human ICAM-1/CD54 mAb
Remarques/Alias	ICAM1; BB2; CD54; P3.58; molécule d'adhésion intercellulaire 1
Espèce	Humain
GeneID	3383 (Human)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-480 de l'ICAM-1/CD54 humaine (NP_000192.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P05362
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace