

Anticorps Monoclonal Anti-Human Ifn-Alpha/Beta R2 Pour Cytométrie En Flux - P48551

Numéro d'article: CM0004502



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le récepteur IFN-alpha/beta R2 humain, validé pour la cytométrie en flux. Permet la détection de l'expression du récepteur de l'interféron de type I dans les cellules sanguines et les lignées cellulaires pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Human IFN-alpha/beta R2 mAb
Remarques/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3455
GeneID	3455
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-237 de l'IFN-alpha/beta R2 humain (NP_008896.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P48551
Poids de la protéine	58kDa/37kDa/27kDa
Expédition	Sac de glace