

Anticorps Monoclonal Anti-Ifn-Gamma Humain Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P01579

Numéro d'article: CM0010653



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant l'interféron gamma humain (IFNG). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC intra). Adapté pour le suivi de la réponse immunitaire, les études sur l'immunité antitumorale et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IFN-gamma humain
Remarques / Alias	IFG ; IFI ; IMD69
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	3458
Identifiant de gène	3458
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-166 de l'IFN-gamma humain (NP_000610.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réaction croisée	Humain
SWISS	P01579
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace