

Anticorps Monoclonal Anti-Ifn-Gamma Humain Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P01579

Numéro d'article: CM0012118



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant l'IFN-gamma humain, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC). Idéal pour l'étude de l'interféron de type II dans les réponses immunitaires innées et adaptatives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-IFN-gamma humain
Remarques/Alias	IFG ; IFI ; IMD69
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3458
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 166 de l'IFN-gamma humain (NP_000610.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01579
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace