


Anticorps Monoclonal Anti-Chaîne Légère Kappa D'immunoglobuline Humaine Pour Wb, Elisa - P01834

Numéro d'article: CM0003413



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant dirigé contre la chaîne légère Kappa d'immunoglobuline humaine, validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA. Reconnaît la région constante de la chaîne légère kappa des immunoglobulines humaines, essentielle pour l'étude de la structure des anticorps et de l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-chaîne Kappa d'Ig humaine
Remarques/Alias	Km ; HCAK1 ; IGKCD ; Chaîne Kappa d'Ig humaine
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3514
GenelD	3514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-107 de la chaîne Kappa d'Ig humaine (P01834)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01834
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Glace carbonique