


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-IgA Humaine Pour Wb Et Elisa - P01876 / P01877

Numéro d'article: CM0003240



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la région constante de l'IgA humaine (P01876) validé pour le Western blot et l'ELISA. Spécifique de l'IgA1 humaine, sans réactivité croisée avec les autres classes d'Ig. Idéal pour la recherche sur l'immunité humorale et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin anti-IgA Humaine
Remarques/Alias	IgA1; IgA Humaine
Espèce	Humain
GeneID	3493/3494
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-353 de l'IgA humaine (P01876).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P01876/P01877
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace