


Anticorps Monoclonal Anti-Iga1 Humain () Pour Cytométrie En Flux - P01876

Numéro d'article: CM0011010



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' cible la région constante de l'IgA1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour détecter les lymphocytes B exprimant l'IgA1 et les anticorps sécrétés dans la recherche sur l'immunité muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-IgA1 humain
Remarques/Alias	IgA1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3493
Identifiant de gène	3493
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-353 de l'IgA1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01876
Poids moléculaire de la protéine	38kDa/42KDa
Expédition	Sac de glace