

Anticorps Monoclonal Anti-IgD Humain Pour Wb, Fc, Elisa - P01818

Numéro d'article: CM0007324



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la chaîne lourde constante delta de l'immunoglobuline humaine (IgD). Validé pour le Western blot, la cytométrie en flux et l'ELISA. Convient pour la biologie des cellules lymphocytes B, l'immunité adaptative et la recherche sur l'induction des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IgD Humaine mAb Lapin
Remarques/Alias	IgD; IgD Humaine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3495
GeneID	3495
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-384 de l'IgD humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P01880
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace