


Anticorps Monoclonal Anti-Igg Humaine (Fc) Pour Ihc-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Numéro d'article: CM0002342



Introduction

Anticorps monoclonal de souris ciblant la région Fc de l'IgG humaine, validé pour IHC-P et ELISA. Détecte la région constante de la chaîne lourde de l'IgG humaine (UniProt P01857, P01859, P01860, P01861) ; poids moléculaire 52 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Souris anti-IgG humaine (Fc)
Remarques/Alias	COB1 ; YAP ; YAP2 ; YAP65 ; YKI ; YAP1 ; IgG humaine (Fc)
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3500
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique dérivé de l'IgG humaine (Fc).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01857,P01859,P01860,P01861
Poids protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace