


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Igg Humaine Pour Wb, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Numéro d'article: CM0003238



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la chaîne gamma constante lourde de l'immunoglobuline humaine (toutes sous-classes). Validé pour WB et ELISA, idéal pour les études d'immunité humorale et la quantification d'IgG diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IgG humaine
Espèce	Humain
GeneID	3500
Immunogène	Peptide synthétique IgG humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace