


Anticorps Monoclonal Anti-Igg1 Humaine (Fc) Pour Wb, If-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Numéro d'article: CM0003723



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la région Fc de l'IgG1 humaine. Immunogène recombinant, recommandé pour WB, IF-P et ELISA. Réaction croisée avec l'espèce humaine. Facilite l'étude des fonctions de la région constante des immunoglobulines dans l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IgG1 humaine (Fc) mAb de lapin
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3500
GeneID	3500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-330 de l'IgG1 humaine (Fc) (P01857)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sachet de glace