


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IgG3 Humain Pour Wb, Elisa - P01860

Numéro d'article: CM0007519



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-IgG3 humain adapté pour WB et ELISA. Cible la région constante (aa 99-167) de l'IgG3 humain (UniProt P01860) pour la recherche sur l'immunité humorale et la détection d'anticorps.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IgG3 humain
Remarques / Alias	IgG3 ; IgG3 humain
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3502
ID du gène	3502
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01860
Poids de la protéine	41 kDa / 49 kDa
Expédition	Sac de glace