


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igg4 Humaine/Chaîne Lourde Constante Des Immunoglobulines Gamma 4 Pour Wb Et Elisa - P01861

Numéro d'article: CM0018876



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la région constante de l'IgG4 humaine (IGHG4). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît la région C de la chaîne gamma-4 des Ig pour la recherche sur l'immunité humorale et la tolérance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IgG4 humaine/Chaîne lourde constante des immunoglobulines gamma 4 pAc de lapin
Remarques/Alias	IGHG4; Région C de la chaîne gamma-4 des Ig; IgG4 humaine/Chaîne lourde constante des immunoglobulines gamma 4
Espèce	Humain
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'IgG4 humaine/Chaîne lourde constante des immunoglobulines gamma 4 (P01861)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01861
Poids moléculaire	44kDa
Expédition	Sac de glace