


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igm Humaine (Fc) Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P01871

Numéro d'article: CM0006386



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la région constante de la chaîne lourde de l'IgM humaine (P01871). Convient pour les applications ELISA, WB, IF/ICC et FC. Idéal pour les études sur l'immunité humorale, la signalisation du BCR et les fonctions effectrices de l'IgM.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IgM humaine (FC) mAb de lapin
Remarques/Alias	MU ; VH ; AGM1 ; IgM humaine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3507
GeneID	3507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 218-453 de l'IgM humaine (P01871).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01871
Poids moléculaire	49kDa
Expédition	Sac de glace