


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgM Humaine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01871

Numéro d'article: CM0004250



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de l'IgM humaine, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la région constante de la chaîne lourde de l'IgM humaine (~49 kDa). Idéal pour la recherche sur les lymphocytes B et l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-IgM humaine
Remarques/Alias	MU; VH; AGM1; IgM humaine
Espèce	Humain
GenelD (humain)	3507
GenelD	3507
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01871
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace