

Anticorps Monoclonal Anti-IL-1B Humain () Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P01584

Numéro d'article: CM0011201



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IL-1 β humain conjugué à pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte l'IL-1 β humaine, une cytokine pro-inflammatoire clé. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-IL-1 β humain de lapin
Remarques/Alias	IL1B ; IL-1 ; IL1-BETA ; IL1F2 ; interleukine-1 bêta
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3553
GeneID	3553
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 117-269 de l'IL1 β humaine (NP_000567.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01584
Poids moléculaire	30 kDa
Expédition	Sac réfrigérant