


Anticorps Monoclonal Anti-Human IL-4 () Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P05112

Numéro d'article: CM0009701



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-human IL-4 conjugué à l', haute spécificité, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour le profilage immunitaire Th2, la détection des cytokines dans les recherches sur l'allergie, l'asthme et l'immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human IL-4 mAb
Remarques/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3565
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-153 de l'IL-4 humaine (NP_000580.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P05112
Poids Protéique	17 kDa
Expédition	Sac de glace