


Anticorps Monoclonal Anti-Human IL-5 Pour Cytométrie En Flux - P05113

Numéro d'article: CM0009189



Introduction

Anticorps monoclonal conjugué ciblant l'IL-5 humaine (Interleukine-5). Convient pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC). Utilisation en recherche pour la différenciation des éosinophiles, l'activation des cellules B et les maladies inflammatoires. SWISS : P05113.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Lapin anti-Human IL-5 mAb
Remarques/Alias	EDF; IL-5; TRF; interleukine-5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3567
GeneID	3567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-134 de l'IL-5 humaine (NP_000870.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P05113
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace