


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL-5 Humain Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05113

Numéro d'article: CM0019541



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'IL-5 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat et une large gamme prédite. Convient pour la recherche sur les cytokines, les études sur les éosinophiles et les tests de différenciation des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-IL-5 humain
Remarques/Alias	EDF, TRF, IL-5, IL-5 humain
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3567
GeneID	3567
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-134 de l'IL-5 humain (NP_000870.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)
SWISS	P05113
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace