


Anticorps Monoclonal Anti-IL-6R/Cd126 Humain () Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P08887

Numéro d'article: CM0010560



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre l'IL-6R/CD126 humain (gp80, IL6RA). Pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé sur des échantillons humains. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'IL-6 dans l'inflammation et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-IL-6R/CD126 humain de lapin
Remarques/Alias	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3570
GeneID	3570
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-358 de l'IL-6R/CD126 humain (NP_000556.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08887
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace