


Anticorps Monoclonal Anti-Humain Ilt5/Cd85A Pour Cytométrie En Flux - O75022

Numéro d'article: CM0009336



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain ILT5/CD85a validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît ILT5/CD85a humain, un récepteur immunitaire inhibiteur exprimé sur les monocytes et les lymphocytes B. Idéal pour l'immunophénotypage et les études fonctionnelles en recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-humain ILT5/CD85a
Remarques/alias	LILRB3 ; CD85A ; HL9 ; ILT-5 ; ILT5 ; LILRA6 ; LIR-3 ; LIR3 ; PIR-B ; PIRB ; récepteur B3 de type immunoglobuline des leucocytes
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	11025
GeneID	11025
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 418 de l'ILT5/CD85a humain (NP_006855.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O75022
Poids de la protéine	69 kDa/71 kDa
Expédition	Sac de glace