


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine B5/Itgb5 Humaine Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P18084

Numéro d'article: CM0008235



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué cible l'intégrine $\beta 5$ /ITGB5 humaine et a été validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'adhésion à la fibronectine, de la signalisation par les intégrines et de la fonction de récepteur de l'adénovirus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-intégrine $\beta 5$ /ITGB5 humaine
Remarques / Alias	ITGB5 ; intégrine bêta-5
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	3693
GeneID	3693
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 24 et 490 de l'intégrine $\beta 5$ /ITGB5 humaine (NP_002204.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P18084
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace