


Anticorps Monoclonal Anti-Chaîne Légère Kappa Humaine Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01834

Numéro d'article: CM0006768



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la région constante de la chaîne légère kappa humaine, validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF-P et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur les immunoglobulines, les études sur les cellules B et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-chaîne légère kappa humaine
Remarques/Alias	Km ; HCAK1 ; IGKCD ; Chaîne légère kappa humaine
Espèce	Humain
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-107 de la chaîne légère kappa humaine (P01834)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01834
Poids protéique	12 kDa
Expédition	Sac de glace