


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Chaîne Légère Kappa Humaine Pour Wb, If-P, Fc, Elisa - P01834

Numéro d'article: CM0006718



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la région constante de la chaîne légère kappa des immunoglobulines humaines. Validé pour WB, IF-P, FC et ELISA. Convient pour la recherche sur l'immunité humorale et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc de Lapin Anti-Chaîne Légère Kappa Humaine
Remarques/Alias	Km; HCAK1; IGKCD; Chaîne Légère Kappa Humaine
Espèce	Humain
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-107 de la chaîne légère Kappa humaine (P01834)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P01834
Poids Protéique	12kDa
Expédition	Sac de glace