


Anticorps Monoclonaux Anti-Chaîne Légère Lambda Humaine () Pour Cytométrie En Flux - P0Cg04

Numéro d'article: CM0012042



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la constante 1 de l'immunoglobuline lambda humaine, conjugué à l'. Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour la recherche sur les cellules B et les anticorps.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain Chaîne Légère Lambda mAb
Espèce	Humain
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-106 de la chaîne légère Lambda humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P0CG04
Poids Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace