

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Lamp2 () Pour Cytométrie En Flux - P13473

Numéro d'article: CM0004629



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant la protéine LAMP2 humaine, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour étudier la biogenèse des lysosomes, l'autophagie et la présentation immunitaire. Réagit avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain LAMP2 conjugué
Remarques/Alias	DND ; LAMPB ; CD107b ; LAMP-2 ; LGP-96 ; LGP110
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3920
GeneID	3920
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-375 de la protéine LAMP2 humaine (NP_002285.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13473
Poids moléculaire protéique	44kDa/45kDa
Expédition	Sac de glace