

Anticorps Monoclonal Anti-Lamp2 Humain Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P13473

Numéro d'article: CM0008422



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin anti-LAMP2 humain (conjugué) est validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (CF). Ciblant la glycoprotéine lysosomiale LAMP2 (CD107b), il est idéal pour les recherches sur l'autophagie, les lysosomes et les études de présentation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-LAMP2 humain mAc
Remarques / Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Espèce	Humain
GeneID	3920
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-375 de la protéine LAMP2 humaine (NP_002285.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13473
Poids de la protéine	44 kDa / 45 kDa
Expédition	Sac isotherme