

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lifr/Cd118 Humain Pour Cytométrie En Flux - P42702

Numéro d'article: CM0012100



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant LIFR/CD118 humain, validé pour la cytométrie en flux. LIFR est un récepteur transduisant les signaux des cytokines LIF, OSM, CNTF, CTF1 et CLCF1, impliqué dans la voie JAK/STAT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-LIFR/CD118 humain
Remarques/Alias	SWS ; SJS2 ; STWS ; CD118 ; LIF-R
Espèce	Humain
GenelD (humain)	3977
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42702
Poids de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac réfrigérant