

Anticorps Monoclonal Anti-Humain LILRA2/Cd85H Pour If/Icc, Fc - Q8N149

Numéro d'article: CM0007984



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le LILRA2 humain (CD85h/ILT1/LIR7). Validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Idéal pour les études de réponse immunitaire innée impliquant les neutrophiles et les monocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-humain LILRA2/CD85h
Remarques/Alias	ILT1 ; LIR7 ; CD85H ; LIR-7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11027
GeneID	11027
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-449 du LILRA2/CD85h humain (NP_001124389.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N149
Poids moléculaire de la protéine	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
Expédition	Sac de glace