

Anticorps Monoclonal Anti-Lilrb4/Cd85K/Ilt3 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q8Nhj6

Numéro d'article: CM0010663



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre LILRB4/CD85k/ILT3 humain pour applications en cytométrie en flux. Détecte le récepteur immunitaire inhibiteur sur les monocytes, les cellules dendritiques et les lymphocytes B. Adapté à la recherche en immunologie et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-LILRB4/CD85k/ILT3 humain mAb
Remarques / Alias	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11006
GeneID	11006
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-259 de LILRB4/CD85k/ILT3 humain (NP_001265355.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NHJ6
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac isotherme