

Anticorps Monoclonal Anti-Mica/Micb Humain Pour Cytométrie En Flux - Q29983 / Q29980

Numéro d'article: CM0011485



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre les protéines MICA et MICB humaines, validé pour la cytométrie en flux. Détecte les ligands de NKG2D sur les cellules stressées, adapté à l'immunomonitoring et à la recherche en immunologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-MICA/MICB humain, AcM
Remarques / Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	100507436/4277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 298 de la protéine MICB humaine (NP_005922.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q29983/Q29980
Poids de la protéine	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Expédition	Sac de glace