


Anticorps Monoclonal Anti-Humain Mmp9 Conjugué Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P14780

Numéro d'article: CM0012420



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain MMP9 conjugué, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Cible la métalloprotéinase matricielle-9 (gélatinase B), adapté pour les études sur le remodelage de la matrice extracellulaire et la migration des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain MMP9
Remarques/Alias	MMP9 ; CLG4B ; GELB ; MANDP2 ; MMP-9 ; métallopeptidase matricielle 9
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4318
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-707 de la MMP9 humaine (NP_004985.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14780
Poids moléculaire de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace