


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mmp9 Humain Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P14780

Numéro d'article: CM0011620



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la métalloprotéinase matricielle 9 (MMP9) humaine. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire, il détecte la MMP9 impliquée dans la dégradation de la matrice extracellulaire et la migration leucocytaire. Réagit avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-MMP9 humain
Remarques/Alias	MMP9 ; CLG4B ; GELB ; MANDP2 ; MMP-9 ; métallopeptidase matricielle 9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4318
GeneID	4318
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-707 de la MMP9 humaine (NP_004985.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14780
Poids protéique	78 kDa
Expédition	Sac de glace