

Anticorps Monoclonal Anti-Nectin-4 Humain () Pour Cytométrie En Flux - Q96Ny8

Numéro d'article: CM0010368



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Nectin-4 humaine, conjugué à l'. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient à l'étude de l'adhésion cellulaire, de l'entrée du virus de la rougeole et à la recherche sur le carcinome mammaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-Nectin-4 humain de lapin, mAb
Remarques/alias	LNIR ; PRR4 ; EDSS1 ; PVRL4 ; nectine-4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	81607
ID du gène	81607
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32 à 146 de la Nectin-4 humaine (NP_112178.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q96NY8
Poids de la protéine	24 kDa/55 kDa
Expédition	Sac réfrigérant