

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Neurogranine Humaine (Nrgn) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92686

Numéro d'article: CM0007498

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Neurogranine humaine (NRGN) pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le développement synaptique et la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Neurogranine (NRGN)
Remarques/Alias	RC3; hng; Neurogranine (NRGN)
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4900
GenelD	4900
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-78 de la Neurogranine humaine (NRGN) (NP_001119653.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q92686
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace