

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Neurogranine Humaine Pour Wb, Elisa - Q92686

Numéro d'article: CM0024595

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la neurogranine humaine (NRGN/RC3) pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Protéine de liaison à la calmoduline impliquée dans le développement et le remodelage synaptique. Adapté à la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Neurogranine humaine pAb de lapin
Remarques / Alias	RC3; hng; Human Neurogranin
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4900
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2 à 78 de la neurogranine humaine (NP_001119653.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92686
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace