


Anticorps Polyclonal Anti-Parkin Humain Pour Wb, If, Ihc, Elisa - O60260

Numéro d'article: CM0018324



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la Parkin humaine, adapté à la WB, l'IF, l'IHC et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude du rôle de la Parkin dans la mitophagie, la maladie de Parkinson et les voies d'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Parkin humaine
Remarques/alias	PDJ ; AR-JP ; LPRS2 ; PARK2 ; Parkin
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5071
GeneID	5071
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 81 à 280 de la Parkin humaine (NP_004553.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O60260
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace