


Anticorps Polyclonal Anti-Parkin Humain Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60260

Numéro d'article: CM0013191



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Parkin humaine (PRKN/PARK2), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient à la recherche sur la maladie de Parkinson, la mitophagie et le contrôle qualité mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre Parkin humaine
Remarques/Alias	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Parkin
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5071
GenelD	5071
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-387 de la Parkin humaine (NP_004553.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60260
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace