

Anticorps Monoclonal Anti-Human Pd-L1/Cd274 Pour Cytométrie En Flux - Q9Nzq7

Numéro d'article: CM0009024



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PD-L1/CD274 humain, adapté pour la cytométrie en flux. Reconnaît le ligand 1 de mort programmée de 33 kDa, une protéine clé du point de contrôle immunitaire (UniProt Q9NZQ7). Idéal pour la recherche en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	Anticorps Monoclonal Anti-Human PD-L1/CD274
Remarques/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 du PD-L1/CD274 humain (Q9NZQ7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NZQ7
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace