


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Human Pla2G7/Paf-Ah/Lp-Pla2 Pour Wb Et Elisa - Q13093

Numéro d'article: CM0023866



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Utile pour l'étude du métabolisme des phospholipides inflammatoires et la recherche sur les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2
Remarques/Alias	PLA2G7; LDL-PLA2; LP-PLA2; PAFAD; PAFAH; phospholipase A2 groupe VII; Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7941
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-441 du PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 humain (NP_005075.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13093
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace